



## Eudoxa-Steif

- besponnene Darmsaite
- dunkler und kraftvoller Klang
- Alternative zu Eudoxa D-, G- und C-Saiten

### BESCHREIBUNG

## Eudoxa-Steif Violasaiten

### Eigenschaften

- Der Schafsdarmkern der Eudoxa-Steif Saiten wird in einem aufwendigen Prozess nach traditioneller Art und Weise in Handarbeit hergestellt.
- dunkler und kraftvoller Klang
- Alternative zu Eudoxa D-, G- und C-Saiten

### Stärken

- Die Ausführung „steif“ ist in drei Stärken in Schritten von 1/4 PM und lang lieferbar.

### Saitenhalter

- Eudoxa-Steif D- Saiten haben eine Kugel.
- Eudoxa-Steif G- und C-Saiten haben einen Knoten.

## Verpackung

- langgelegt

## Größen

- Eudoxa-Steif Saiten sind in 4/4 erhältlich.

## AUSWAHL

TON	ARTIKELBESCHREIBUNG	GRÖSSE	kg	WIRBEL	SAITENHALTER	ART.NR.
D	Darm/Aluminium 16 3/4 Lang	4/4	4,7			223232
D	Darm/Aluminium 17 Lang	4/4	4,9			223242
D	Darm/Aluminium 17 1/4 Lang	4/4	5,1			223252
G	Darm/Silber 16 1/4 Lang	4/4	4,7			223332
G	Darm/Silber 16 1/2 Lang	4/4	5,0			223342
G	Darm/Silber 16 3/4 Lang	4/4	5,3			223352
C	Darm/Silber 21 1/4 Lang	4/4	4,2			223432
C	Darm/Silber 21 1/2 Lang	4/4	4,4			223442
C	Darm/Silber 21 3/4 Lang	4/4	4,6			223452

## KOLOPHONIUM

Für Eudoxa-Steif Saiten empfehlen wir unser Eudoxa Kolophonium.

### Hinweis:

Diese Datei beinhaltet Daten, Texte, Abbildungen, grafische Darstellungen und Informationen aller Art, die marken- und/oder urheberrechtlich, gegebenenfalls auch zugunsten Dritter geschützt sind. Es ist daher nicht gestattet, diese Datei insgesamt oder einzelne Teile hiervon ohne Zustimmung des jeweiligen Urhebers/Rechteinhabers zu vervielfältigen und zu verbreiten. § 53 UrhG bleibt unberührt.